
MediSeal

Pharma Technology Solutions

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik

P1600 / 785062

Bedienerhandbuch

Baujahr 2012
Originalbetriebsanleitung
Revision 001



MediSeal GmbH
Flurstraße 65
D-33758 Schloss Holte
Tel. 0 52 07 / 8 88-0
Fax 0 52 07 / 8 88-2 99
www.mediseal.de



3 Technische Beschreibung

3 Technische Beschreibung

3.1 Technische Daten P1600




Technische Daten	Werte
Kartonlänge	65-150 mm oder Sonderausführung siehe Auftragsbestätigung
Kartonbreite	35-90 mm oder Sonderausführung siehe Auftragsbestätigung
Kartonhöhe	15-95 mm oder Sonderausführung siehe Auftragsbestätigung
Arbeitsweise	getaktet (1 Karton pro Takt)
Leistung	max. 150 Takte pro Minute (produktabhängig)
Höhe, Tiefe, Länge	siehe Aufstellplan
Gewicht	siehe Transportplan
Druckluftverbrauch	siehe Aufstellplan
Betriebsdruck	siehe Aufstellplan
Elektrische Anschlusswerte	siehe Elektrodokumentation
Leistungsaufnahme	siehe Elektrodokumentation
Schallemissionswert	ca. 75 db(A) (DIN EN ISO 11203 Genauigkeitsklasse 2)

bs1014

3.2 EG-Konformität

3.2.1 EG-Konformitätserklärung

Die EG-Konformitätserklärung dokumentiert, dass die zutreffenden Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wurden und die Maschine den einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.



- 1 Schlagschalter "NOT-AUS"
- 2 Leuchtdrucktaster "Start"
- 3 Drucktaster "Stopp"
- 4 Drucktaster "Tippen"
- 5 Steckdose 230 V
- 6 Spindelpositionsanzeigen
- 7 Druckregler "Heftchenbeileger"

MediSeal

Pharma Packaging Technology

Dr. Kade
 P1600 Components (BE)
 785062 -001/14.05.2012